

Soporte en blanco y negro para referencia

UPT-736BL

Película térmica azul

Contenido:
100 hojas Tamaño de
papel:
203 x 254 mm



Tamaño: 8 x 10

UP-D74XRD

UPT-735BL

Película térmica azul

Contenido:
100 hojas
Tamaño de papel:
203 x 254 mm



Tamaño: 8 x 10

UP-D72XR

UPP-725

Papel de impresión térmica

Contenido:
100 hojas de soporte de
impresión
Tamaño de papel:
203 x 254 mm



Tamaño: 8 x 10

UP-D74XRD

UP-D72XR

UPP-210HD

Soporte de impresión térmica
(Tipo II: alta densidad)

Tamaño de papel:
210 mm (An.) x 25 m
Número de
impresiones:
139



Tamaño: A4

UP-990AD

UP-970AD

UPP-210SE

Soporte de impresión térmica
(Tipo I: alta calidad)

Tamaño de papel:
210 mm (An.) x 25 m
Número de
impresiones:
139



Tamaño: A4

UP-990AD

UP-970AD

UPT-210BL

Película térmica azul transparente
(Tipo III)

Tamaño de papel:
210 mm (An.) x 12,5 m
Número de impresiones:
42
(6 imágenes divididas)



Tamaño: A4

UP-990AD

UPP-110HG

Soporte de impresión térmica
(Tipo V: alto brillo)

Tamaño de papel:
110 mm (An.) x 18 m
Número de
impresiones:
193 impresiones



Tamaño: A6

UP-897MD

UP-D897

UPP-110HD

Soporte de impresión térmica
(Tipo II: alta densidad)

Tamaño de papel:
110 mm (An.) x 20 m
Número de
impresiones:
215 impresiones



Tamaño: A6

UP-897MD

UP-D897

UPP-110S

Soporte de impresión térmica
(Tipo I: alta calidad)

Tamaño de papel:
110 mm (An.) x 20 m
Número de
impresiones:
215 impresiones



Tamaño: A6

UP-897MD

UP-D897

UPP-84HG

Soporte de impresión térmica
(Tipo HG: alto brillo)

Tamaño de papel:
84 mm (An.) x 12,5 m
Número de
impresiones:
173



Tamaño: A7

UP-D711MD

UPP-84S

Soporte de impresión térmica
(Tipo S: alta calidad)

Tamaño de papel:
84 mm (An.) x 13,5 m
Número de
impresiones:
187



Tamaño: A7

UP-D711MD

Película térmica para diagnóstico

UPT-517BL

Película térmica azul

Contenido:
125 hojas
Tamaño de papel:
354 x 430 mm



Tamaño: 14 x 17

UP-DF500

UP-DF750

UP-DF550

UPT-514BL

Película térmica azul

Contenido:
125 hojas
Tamaño de papel:
279 x 354 mm



Tamaño: 11 x 14

UP-DF750

UP-DF550

UPT-512BL

Película térmica azul

Contenido:
125 hojas
Tamaño de papel:
253 x 304 mm



Tamaño: 10 x 12

UP-DF750

UP-DF550

UPT-510BL

Película térmica azul

Contenido:
125 hojas
Tamaño de papel:
202 x 253 mm



Tamaño: 8 x 10

UP-DF750

UP-DF550

UPT-M712BL

Película térmica azul para mamografías

Contenido:
125 hojas
Tamaño de papel:
253 x 304 mm



Tamaño: 10 x 12

UP-DF750

UPT-M710BL

Película térmica azul para mamografías

Contenido:
125 hojas
Tamaño de papel:
202 x 253 mm



Tamaño: 8 x 10

UP-DF750

Soporte en color para referencia

UPC-770

Paquete de impresión en color con laminación automática

Contenido:
72 hojas de papel de impresión
un rollo de cinta tintada
Tamaño de papel:
210 x 298 mm



Tamaño: A4

UP-D77MD

UP-D75MD

UPC-R80MD

Paquete de impresión en color con laminación automática

Contenido:
2x 50 hojas de papel para 100 copias
2 rollos de cinta tintada
Tamaño del papel:
210 mm (An.) x 16 m



Tamaño: A4

UP-DR80MD

UPC-55

Paquete de impresión en color

2 paq. 100 hojas de papel
2 rollos de cinta tintada
Tamaño del papel:
178 mm x 152 mm



Tamaño: A5

UP-D55

UP-55MD

UPC-21L

Paquete de impresión en color

Contenido:
200 hojas de papel de impresión
4 rollos de cinta tintada
Tamaño de papel:
144 x 100 mm



Tamaño: A6

UP-20

UP-21MD

UP-25MD

UP-D25MD

UP-D23MD

UPC-21S

Paquete de impresión en color

Contenido:
240 hojas de papel de impresión
3 rollos de cinta tintada
Tamaño de papel:
100 x 90 mm



Tamaño: A6

UP-20

UP-21MD

UP-25MD

UP-D25MD

UP-D23MD

UPC-24LA

Paquete de impresión en color con laminación automática

Contenido (tamaño grande):
160 hojas de papel de impresión
(40 hojas x 4 paquetes)
4 rollos de cinta tintada



Tamaño: A6

UP-25MD

UP-D25MD

UPC-24SA

Paquete de impresión en color con laminación automática

Contenido (tamaño pequeño):
180 hojas de papel de impresión
(60 hojas x 3 paquetes)
3 rollos de cinta tintada



Tamaño: A6


UP-25MD

UP-D25MD

UPA-500

Kit de limpieza

Contenido:
Rodillo de limpieza x 5
Papel de limpieza x 5
Película de pulido para cabezal x 1



Kit de limpieza

UP-DF750

UP-DF550

UP-DF500

Cámaras

Grabadores

Monitores

Impresoras

Soluciones

Tecnología

Accesorios

Especificaciones

Todos los productos de esta página han sido aprobados por MDD.